

## РАСТВОРЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ПО ПАПАНИКОЛАУ



- Полихромный метод окраски помогает качественно оценить степень созревания клеток плоского эпителия и наличие патологического ороговения
- Контрастное окрашивание позволяет качественно визуализировать клинически-значимые элементы при микроскопии
- Благодаря влажной фиксации хорошо сохраняются ядра, клеточная мембрана и структура хроматина
- Высокое качество растворов обеспечивает равномерное окрашивание по всему препарату
- Окраска по Папаниколау является обязательной при проведении скрининга рака шейки матки (Приказ о диспансеризации и профосмотрах 404н от 27.04.2021)
- Воспроизводимый и постоянный результат

### КРАСЯЩИЕ РАСТВОРЫ Производитель ООО «ЭргоПродакшн»

Артикул	Наименование	Описание	Фасовка	Регистрационное удостоверение
05-069/S	Папаниколау EA50	Используется для окрашивания цитоплазмы по Папаниколау	500 мл	РЗН 2013/775 от 23.03.15
05-069			1 л	
НК-G0-A250	Гематоксислин Гарриса	Используется для окраски ядер по методу Папаниколау	500 мл	РЗН 2022/18530 от 11.10.2022
НК-G0-AL01			1 л	
05-070/S	Папаниколау OG6	Используется для окрашивания цитоплазмы кератинизированных клеток по методу Папаниколау	500 мл	РЗН 2013/775 от 23.03.15
05-070			1 л	

## НАБОРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ОКРАСКИ

Производитель DiaPath. Регистрационное удостоверение на продукцию РЗН 2013/1024 от 16.08.2013

Артикул	Наименование	Описание
SDSCM0000	Сосуды пластиковые в штативе для окраски предметных стекол с крышкой объем 250 мл набор 12 шт	<i>В наборе:</i> • металлическая конструкция-каркас - 1 шт • сосуды для окрашивания с крышкой - 12 шт • держатель на 24 стекла - 1 шт <i>Материал:</i> Каркас: нержавеющая сталь; сосуды и держатель: АБС-пластик <i>Объем сосудов:</i> 250 мл
061010/CM	Сосуды пластиковые в штативе для окраски предметных стекол с крышкой объем 450 мл набор 12 шт	<i>В наборе:</i> • металлическая конструкция-каркас - 1 шт • сосуды для окрашивания - 12 шт • крышки для сосудов - 12 шт • корзина для 30 стекол - 1 шт • ручка для держателя стекол - 1 шт <i>Материал:</i> Каркас и ручка: нержавеющая сталь; сосуды, крышки и корзина: ПЭТ <i>Объем сосудов:</i> 450 мл



## ДЕРЖАТЕЛИ СТЕКОЛ

Производитель DiaPath. Регистрационное удостоверение на продукцию РЗН 2013/1024 от 16.08.2013

SDSCM0006	Корзина для 24 стекол	Корзина для 24 стекол с пластиковой ручкой <i>Материал:</i> АБС-пластик Функциональный дизайн корзины позволяет ее полное погружение в резервуаре Оснащена ручкой для удобного захвата, что позволяет избежать контакта с реагентами
-----------	-----------------------	---

## НАБОРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ОКРАСКИ (СТЕКЛО)

Производитель Yancheng Huida Medical Instruments Co. Регистрационное удостоверение на продукцию ФСЗ 2011/10371 от 18.08.2011

BV0131092	Ёмкость для окрашивания предметных стекол Коплина с вертикальной установкой на 5 стекол	Предназначена для окраски 5 микроскопических препаратов <i>Материал:</i> толстое прозрачное стекло
BV0131093	Ёмкость для окрашивания предметных стекол Хеллендаля с вертикальной установкой на 9 стекол	Предназначена для окраски 9 микроскопических препаратов <i>Материал:</i> толстое прозрачное стекло
BV0131094	Ёмкость для окрашивания предметных стекол Шиффердекера с горизонтальной установкой на 10 стекол	Предназначена для окраски 10 микроскопических препаратов <i>Материал:</i> толстое прозрачное стекло
BV0131095	Ёмкость для окрашивания предметных стекол на 30 стекол	Сосуд с крышкой из прозрачного стекла для окраски на 30 стекол рекомендуется использовать совместно со Штативом-рамкой к ёмкости для окраски микропрепаратов на предметных стеклах на 30 стекол
BV0131097	Ёмкость для окрашивания предметных стекол на 60 стекол	Сосуд с крышкой из прозрачного стекла для окраски на 60 стекол рекомендуется использовать совместно со Штативом-рамкой к ёмкости для окраски микропрепаратов на предметных стеклах на 60 стекол
BV0131096	Штатив-рамка к ёмкости для окраски микропрепаратов на предметных стеклах на 30 стекол	Штатив-рамка к ёмкости для окраски микропрепаратов на предметных стеклах из нержавеющей стали на 30 стекол рекомендуется использовать совместно с Ёмкостью для окрашивания предметных стекол на 30 стекол (стекло)
BV0131098	Штатив-рамка к ёмкости для окраски микропрепаратов на предметных стеклах на 60 стекол	Штатив-рамка к ёмкости для окраски микропрепаратов на предметных стеклах из нержавеющей стали на 60 стекол рекомендуется использовать совместно с Ёмкостью для окрашивания предметных стекол на 60 стекол (стекло)

## СРЕДА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Артикул	Наименование	Фасовка	Производитель	Регистрационное удостоверение
12-005/250	Витрогель	250 мл	ЭргоПродакшн	РЗН 2013/775 от 23.03.2015
12-005		500 мл		



## СТЕКЛА ПОКРОВНЫЕ

10212424C	Стекло покровное	24x24 мм	СИТОТЕСТ	РЗН 2015/2953 от 14.08.2015
10212450C	Стекло покровное	24x50 мм		

